



処置材のズレ防止



は、ヒューベスオリジナル商品です。

ワンツーフロテクター

通気性・伸縮性に優れた丈夫な 2WAY メッシュを使用 !!

素材：ポリエステル 81%・ポリウレタン 19%

- 処置後の敏感な部分を汚れや、舐めたり、引っかくことから守ります。
- 優れたフィット性があり、ギプス・留置針・包帯などのズレや脱落を防ぎます。
- どの方向にも伸ばせるので、簡単に装着できます。
- シンプルな形だから多様なニーズに対応できます。脚用は左右どちらでも使えます。
- 特殊な生地はハサミでカットしてもほつれにくく、体型に合わせて調整可能です。
- 両面やわらかい接着面で、肌に優しく、ごみも付きにくいフリーマジックを使用。

ラインナップが揃いました!!

前脚用

特許 No. 4072179



スポーツウエアにも使われている素材です

動いても、おしりからズレ落ちにくい!

後脚用

特許出願中



2WAY 素材だから、フィット! 締め具合も背中中で調整可能!

胴回り用

特許出願中



見てね♪



付け方・使用の様子の動画をご覧ください。

通気性・伸縮性が優れた生地
2WAYメッシュ

ここが point

ヒューベス

検索

URL <http://www.huves.co.jp>